

# 9 conseils pour bien entretenir votre processeur

Prendre soin de votre processeur au quotidien est nécessaire pour continuer à l'utiliser au mieux et de manière durable.

## Conseil 1

Manipulez votre processeur avec soin et ne forcez pas sur le connecteur baïonnette. Saisissez toujours les câbles par les extrémités et (dé)connectez-les sans mouvement rotatif.



## Conseil 2

N'utilisez pas de couteau ou d'autres outils non fournis par Cochlear pour verrouiller ou déverrouiller le cache-piles de votre processeur.



## Conseil 3

Nettoyez régulièrement l'extérieur du processeur avec le chiffon microfibre Cochlear pour empêcher l'accumulation d'impuretés. N'utilisez pas de substances corrosives car cela pourrait endommager la surface.



## Conseil 4

Les processeurs Nucleus sont conçus pour résister à l'eau et à la poussière selon un indice de protection spécifique à chacun (voir mode d'emploi). Pour les activités aquatiques, l'utilisation de la protection étanche Aqua+ est recommandée : ils peuvent ainsi être immergés en continu pendant 2h à une profondeur de 3m maximum.



## Conseil 5

Il est conseillé d'assurer son processeur contre le vol, la perte ou les dommages accidentels non couverts par la garantie fabricant.

## Conseil 6

Tous les soirs, placez le processeur dans le déshumidificateur en retirant les piles et les batteries. Les briques doivent être remplacées tous les deux mois. Pour les activer, il est nécessaire de retirer la pellicule en aluminium. Si vous possédez un Nucleus® Kanso® 2, le déshumidificateur et le chargeur forment un système 2 en 1.



## Conseil 7

Entretenez les microphones et pensez à changer les protections microphones de votre processeur régulièrement (environ tous les 3 mois) ou lorsque vous ressentez une baisse de la qualité du son.



## Conseil 8

Ne laissez pas votre processeur dans un sac, un vestiaire ou bien dans la voiture ; il pourrait être confondu avec une oreillette Bluetooth ou encore un lecteur MP3/MP4. Pensez à utiliser votre boîtier de rangement pour le protéger.



## Conseil 9

Retirez le processeur dans les manèges ou attractions des parcs de loisirs. Lorsque vous pratiquez des activités risquant de faire chuter le processeur (ski, VTT, etc.), pensez à utiliser les accessoires de port et de maintien, comme le bandeau ou les cordons de sécurité.

