

Guide de jumelage (pour Android™ PI285539 version 1.0)

Ce guide vous indique comment jumeler votre/vos processeur(s) Cochlear™ Nucleus 7 à l'aide de l'application Nucleus Smart sur un smartphone Android compatible* pour que vous puissiez utiliser l'application pour contrôler et surveiller votre/vos processeur(s).

REMARQUE
Pour utiliser la version Android de l'application, votre processeur doit être doté du dernier micrologiciel. Veuillez consulter votre régleur.

Jumelage de votre/vos processeur(s)

REMARQUES

- Si vous disposez d'autres processeurs déjà jumelés, vous devez tout d'abord les déconnecter. Consultez la page 2 pour les instructions de déconnexion.
- Interférences radio : lorsque vous tentez de jumeler ou de connecter votre processeur avec l'application, il est possible que certains appareils produisent des interférences (par ex., des fours micro-ondes, des routeurs sans fil ou des émetteurs audio TV). Si cela se produit, éloignez-vous de l'appareil concerné et réessayez.

1 Activez le Bluetooth sur votre smartphone Android.

2 Exécutez l'application Nucleus Smart.

3 Balayez à gauche ou à droite pour parcourir les écrans de bienvenue.

4 Créez votre compte Cochlear (ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte).

5 L'écran **Jumeler votre processeur** s'affiche. Préparez votre/vos processeur(s) et appuyez sur **Continuer**.

6 Lorsque la fenêtre contextuelle **Localisation** s'affiche, appuyez sur **OK**.


7 Lorsque la fenêtre contextuelle **Autoriser Nucleus Smart** s'affiche, appuyez sur **AUTORISER**.

8 L'écran **Détecter votre/vos processeur(s)** s'affiche.

9 Désactivez puis Activez votre/vos processeur(s). Si vous disposez de deux processeurs, effectuez cette opération pour chacun d'eux, l'un après l'autre.


10 Appuyez sur **Continuer**.

...LA SUITE À LA PAGE SUIVANTE...



* Consultez le mode d'emploi de l'application Nucleus Smart pour obtenir une liste des smartphones Android recommandés.

11 Lorsque votre/vos processeur(s) s'affiche(ent), appuyez une fois pour lancer le jumelage.



12 Cet écran s'affiche lorsque le jumelage est terminé. Sélectionnez **Continuer**.




13 Suivez les invites à l'écran pour **vérifier** votre/vos processeur(s).

14 L'écran **Préparer votre/vos processeur(s)** s'affiche pendant 30 secondes maximum.

15 Saisissez les informations utilisateur dans l'écran **Processeur(s)**.

16 Cet écran s'affiche lorsque la configuration est terminée. Sélectionnez **Continuer**.



REMARQUE

Pour jumeler d'autres appareils compatibles, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth sur les appareils déjà jumelés.


Vous pouvez maintenant utiliser l'**application Nucleus Smart** ! Pour plus de détails, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

Déconnexion de votre/vos processeur(s)


Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :

- tout d'abord, **déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.


1 Ouvrez l'écran **Paramètres** de l'application.




2 Sélectionnez **Paramètres du processeur**.



3 Sélectionnez **Oublier le/les processeur(s)**.



4 Sélectionnez **OUI**.



• Pour plus d'informations sur l'application, consultez le *mode d'emploi de l'application Nucleus Smart*.

• Pour plus d'informations sur le processeur, consultez le *mode d'emploi du processeur Nucleus 7*.

• Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : www.cochlear.com/

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555
Fax: +61 2 9428 6352
ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Android est une marque de commerce de Google Inc.