

# Les accessoires de maintien

La gamme Cochlear™ Nucleus 7® propose une série d'accessoires en option.



## Corne d'oreille verrouillable

Convient aux porteurs les plus jeunes.  
La corne est verrouillée quand la batterie est connectée.  
Taille S



## Corne d'oreille

Option de maintien du processeur.  
3 tailles différentes : S, M, L



## Adaptateur pour embout intra-auriculaire

Permet d'attacher un embout intra auriculaire sur mesure (non fourni).



## Cochlear Hugfit™

Option de maintien adapté aux oreilles de petite taille.  
3 tailles différentes : XXS, XS, S



## Cochlear Snugfit

Option de maintien sur l'oreille.  
3 tailles différentes : S, M, L



## Adaptateur de processeur de port

Permet de porter le processeur à côté du pavillon de l'oreille. L'adaptateur de port regroupe le processeur et l'antenne sur un même support. Option temporaire.



## Pince Koala

Permet d'attacher le processeur aux vêtements sans avoir à le porter à l'oreille. Il est conseillé de positionner le processeur de sorte à ce que la corne d'oreille soit orientée vers l'avant.



## Cordon de sécurité

Permet d'attacher le processeur aux vêtements. En version simple ou double pour les personnes utilisant deux processeurs.



## Bandeau

Permet de maintenir en place le processeur. Conseillé pour les enfants ou lors d'activités sportives.  
2 tailles différentes : XS, S  
3 coloris différents : noir, gris, beige

