

Les accessoires de maintien

La gamme Cochlear™ Nucleus® 8 propose une série d'accessoires en option.

Corne d'oreille verrouillable

Convient aux porteurs les plus jeunes.
La corne est verrouillée quand la batterie est connectée.
Taille S



Corne d'oreille

Option de maintien du processeur.
3 tailles différentes : S, M, L



Adaptateur pour embout intra-auriculaire

Permet d'attacher un embout intra-auriculaire sur mesure (non fourni).



Cochlear Hugfit™

Option de maintien adaptée aux oreilles de petite taille.
5 tailles différentes : XXS, XS, S, M, L



Cochlear Snugfit

Option de maintien qui s'adapte sur l'oreille.
3 tailles différentes : S, M, L



Adaptateur de processeur de port

Permet de porter le processeur à côté du pavillon de l'oreille. L'adaptateur de port regroupe le processeur et l'antenne sur un même support. Option temporaire.



Pince Koala

Permet d'attacher le processeur aux vêtements sans avoir à le porter sur l'oreille. Il est conseillé de positionner le processeur de sorte à ce que la corne d'oreille soit orientée vers l'avant.



Cordon de sécurité

Permet d'attacher le processeur aux vêtements. En version simple ou double pour les personnes utilisant deux processeurs.



Bandeau

Permet de maintenir en place le processeur. Conseillé pour les enfants ou lors d'activités sportives.
2 tailles différentes : XS, S
3 coloris différents : noir, gris, beige

